

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

22461

Cliente: Swiss Medical CATAMARCA Fecha: 11/12/2022
 Contacto: _____ Modelo: HP120 Diagnostica: ABBott
 Dirección: CATAMARCA 1242 - CABA N° Serie: 2752 S1: _____
 Sector: LAB. CENTRAL - 2° PISO Tanque: Equipo (B) Remito: _____
 Tipo Serv: MANT. MENSUAL N° Serie: _____ svo: _____

Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200	
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles	
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158	
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159	

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si No
Temperatura:	27.8 °C	Consumo bomba de alta:	A
Tensión alimentación:	220 v	Consumo bomba de Recirculación:	A
Tensión fuente de alimentación:	24 v	Tensión Bomba Recirculación:	v
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si No
Presión alimentación:	2.1 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si No
Presión bomba de alta:	8 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si No
Presión Loop:	1.1 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si No
Conductividad RO:	013 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si No
Conductividad Loop:	0.067 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si No
Caudal permeado:	02.1 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:	L/min

Recomendaciones

Se realizó MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO
 Se realizó DESINFECCIÓN RO + CAMBIO DE
 MICROFILTRO. Se CAMBIARON MANGUERAS LO HH
 ALIMENTACIÓN Y DESCARGA SISTEMA OPERATIVO.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MICROFILTRO	(X)							

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: Satisfactorio: _____ Poco Satisfactorio: _____
 Hora Inicio: 09:20 h Hora Fin: _____
 Firma Técnico: _____ Firma Cliente: _____
 Aclaración: CRISTO TROCOS Aclaración: 9126

Call center Servicio Técnico
 (único número para recepción de solicitudes y reclamos)
 Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
 stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
 ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
 Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
 Abono Premium 72hs.
 Abono Premium Oro 48hs.