

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

00030873

Cliente: *Swiss Medical (Catemala)*
 Contacto:
 Dirección: *Catemala 242, (A.B.A.)*
 Sector: *Laboratorio 2do Piso.*
 Tipo Serv: *Mensual*

Modelo: *MP120*
 N° Serie: *MP0000 1543*
 Tanque:
 N° Serie:

Fecha: *24/4/23*
 Diagnostica: *ABB*
 S1:
 Remito:
 svo:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambio de consumibles

Fecha cambio de consumibles

LC 141	LC 105	LC 177	<i>Sep 23</i>	LC 174	<i>Sep 23</i>	LC 156	LC 160
LC 125	LC 154	LC 109	<i>Sep 23</i>	LC 136	<i>Sep 23</i>	LC 158	
LC 140	LC 136	LC 105	<i>Mar 24</i>	LC 175		LC 159	

RO CICLOS

64865

VOL TOTAL

183293

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si	No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si	No
Temperatura:	<i>24</i> °C	Consumo bomba de alta:		A
Tensión alimentación:	<i>210</i> V	Consumo bomba de Recirculación:		A
Tensión fuente de alimentación:	<i>24</i> V	Tensión Bomba Recirculación:		V
Estado general del filtro de alimentación:	☒ Si ☐ No	Nivel de ruido bomba de alta:	☒ Si ☐ No	
Presión alimentación:	<i>C/B.</i> Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒ Si ☐ No	
Presión bomba de alta:	<i>7.5</i> Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒ Si ☐ No	
Presión Loop:	<i>1.1</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒ Si ☐ No	
Conductividad RO:	<i>17</i> uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	☒ Si ☐ No	
Conductividad Loop:	<i>0,175</i> uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	☒ Si ☐ No	
Caudal permeado:	<i>2</i> L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	☒ Si ☐ No	
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:		L/min

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento mensual, reemplazo de micropunto de alimentación, limpieza de carcasa de micropunto, sanitización de membranas, medición de presiones, verificación de programación y funcionamiento.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Acoplado</i>	☒							

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio:	Satisfactorio:	Poco Satisfactorio:
Hora Inicio:		Hora Fin:	
Firma Técnico:	<i>[Firma]</i>	Firma Cliente:	<i>[Firma]</i>
Aclaración:	<i>Diego Torres.</i>	Aclaración:	<i>Henry Salinas</i>

Call center Servicio Técnico
 (único número para recepción de solicitudes y reclamos)
 Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
 Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
 Abono Premium 72hs.
 Abono Premium Oro 48hs.

Ci 16200 2.

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°					
				00030872					
Cliente: <i>Swiss Medical Catamarca</i>		Modelo: <i>4P120</i>		Fecha: <i>24/9/23</i>					
Contacto: <i>Catamarca 1248, CABA</i>		N° Serie: <i>18120H2730252</i>		Diagnostica: <i>ABB</i>					
Dirección: <i>Laboratorio Piso 2</i>		Tanque: <i>/</i>		S1: <i>/</i>					
Sector: <i>Analisis</i>		N° Serie: <i>/</i>		Remito: <i>/</i>					
Tipo Serv: <i>Analisis</i>				SVO: <i>/</i>					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambio de consumibles		Fecha cambio de consumibles					
LC 141		LC 177	<i>5x123</i>	LC 174	<i>05123</i>				
LC 125		LC 109	<i>5x123</i>	LC 136	<i>5x123</i>				
LC 140		LC 105	<i>6x124</i>	LC 175					
RO CICLOS		<i>10017</i>		VOL TOTAL					
				<i>399 473</i>					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mv		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: ☐ Si ☒ No					
Conductividad alimentación:		uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15: ☐ Si ☒ No					
Temperatura:		<i>25.2</i> °C		Consumo bomba de alta: ☐ Si ☒ No					
Tensión alimentación:		<i>220</i> V		Consumo bomba de Recirculación: ☐ Si ☒ No					
Tensión fuente de alimentación:		<i>24</i> V		Tensión Bomba Recirculación: ☐ Si ☒ No					
Estado general del filtro de alimentación:		<i>Si</i> No		Nivel de ruido bomba de alta: ☐ Si ☒ No					
Presión alimentación: <i>C/B.</i>		<i>2.8</i> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: ☐ Si ☒ No					
Presión bomba de alta:		<i>2.6</i> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: ☐ Si ☒ No					
Presión Loop:		<i>1.1</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: ☐ Si ☒ No					
Conductividad RO:		<i>12</i> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: ☐ Si ☒ No					
Conductividad Loop:		<i>0.067</i> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: ☐ Si ☒ No					
Caudal permeado:		<i>2.1</i> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: ☐ Si ☒ No					
Caudal Loop:				Caudal concentrado: ☐ Si ☒ No					
Recomendaciones									
Se realiza mantenimiento, Anual, reemplazo de micropista de alimentación, limpieza de salida de micropista, sanitización de membranas, medición de presiones, verificación de programación y funcionamiento.									
Se realiza reemplazo de Condor Robo en electrolisis de alimentación.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Micropista</i>	☒							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:				Hora Fin:		<i>2:45PM</i>			
Firma Técnico:		<i>[Firma]</i>		Firma Cliente:		<i>[Firma]</i>			
Aclaración:		<i>[Firma]</i>		Aclaración:		<i>Henry Selina</i>			
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				

Ci: 16200 1

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°: 00030871					
Cliente: <i>Scuiss Medical Catamarca</i>		Modelo: <i>MP120</i>		Fecha: <i>24/4/23</i>					
Contacto:		N° Serie: <i>4P00003507</i>		Diagnostica: <i>ABB</i>					
Dirección: <i>Catamarca 1242, CABA</i>		Tanque:		S1:					
Sector: <i>Laboratorio Piso 2</i>		N° Serie:		Remito:					
Tipo Serv: <i>Manual</i>				SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambio de consumibles		Fecha cambio de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<i>Sep 23</i>	LC 174	<i>Oct 23</i>				
LC 125	LC 154	LC 109	<i>Sep 23</i>	LC 136	<i>Sep 23</i>				
LC 140	LC 136	LC 105	<i>Nov 24</i>	LC 175					
LC 156		LC 160							
LC 158		LC 159							
RO CICLOS		<i>33972</i>		VOL TOTAL <i>986561</i>					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: <i>15.8</i> ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: <i>Si</i> No							
Conductividad alimentación: <i>228</i> uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15: <i>Si</i> No							
Temperatura: <i>24</i> °C		Consumo bomba de alta: <i>Si</i> No							
Tensión alimentación: <i>24</i> V		Consumo bomba de Recirculación: <i>Si</i> No							
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i> V		Tensión Bomba Recirculación: <i>Si</i> No							
Estado general del filtro de alimentación: <i>Si</i> No		Nivel de ruido bomba de alta: <i>Si</i> No							
Presión alimentación: <i>4</i> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: <i>Si</i> No							
Presión bomba de alta: <i>7.6</i> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: <i>Si</i> No							
Presión Loop: <i>1.1</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: <i>Si</i> No							
Conductividad RO: <i>18</i> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: <i>Si</i> No							
Conductividad Loop: <i>0.085</i> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: <i>Si</i> No							
Caudal permeado: <i>2.3</i> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: <i>Si</i> No							
Caudal Loop: <i>2.3</i> L/min		Caudal concentrado: <i>Si</i> No							
Recomendaciones									
<i>Se realiza mantenimiento mensual, reemplazo de microfiltro de alimentación, limpieza de carcasa y de microfiltro, Sanitización de membranas, medición de presiones, verificación de programación y funcionamiento.</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltro</i>	<i>✓</i>							
Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: Satisfactorio: Poco Satisfactorio:									
Hora Inicio:					Hora Fin: <i>2:43PM</i>				
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>					Firma Cliente: <i>[Firma]</i>				
Aclaración: <i>[Firma]</i>					Aclaración: <i>Henry Salina</i>				
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: <i>Swiss Medical Cataratas</i>		Fecha: <i>24/4/23</i>		00030876					
Contacto:		Modelo: <i>Micia</i>		Diagnostica: <i>ABB</i>					
Dirección: <i>Catamarca 1242 CABA.</i>		N° Serie: <i>MIC 00001562</i>		S1:					
Sector: <i>Laboratorio Spirologia PB.</i>		Tanque: <i>25L</i>		Remito:					
Tipo Serv: <i>Mensual</i>		N° Serie:		svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: <i>ppm/mV</i>		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No					
Conductividad alimentación: <i>uS/cm</i>		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No					
Temperatura: <i>°C</i>		Consumo bomba de alta:		A					
Tensión alimentación: <i>228</i>		Consumo bomba de Recirculación:		A					
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>		Tensión Bomba Recirculación:		v					
Estado general del filtro de alimentación: <i>Si No</i>		Nivel de ruido bomba de alta:		Si No					
Presión alimentación: <i>Bar</i>		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No					
Presión bomba de alta: <i>Bar</i>		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No					
Presión Loop: <i>Bar</i>		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No					
Conductividad RO: <i>uS/cm</i>		Drenaje optimo para el equipo:		Si No					
Conductividad Loop: <i>uS/cm</i>		El cliente requiere cambio en la programación:		Si No					
Caudal permeado: <i>L/min</i>		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No					
Caudal Loop: <i>L/min</i>		Caudal concentrado:		L/min					
Recomendaciones									
<i>Se realizó chequeo mensual de equipo, verificación de conductividades, parámetros.</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		Hora Fin:							
Firma Técnico:		Firma Cliente:							
Aclaración:		Aclaración:							
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

00030875

Cliente: *Swiss Medical Catamarca*

Fecha: *24/4/23*

Contacto:

Modelo: *Pistola 120*

Diagnostica: *AT*

Dirección: *Catamarca 1242 CABA*

N° Serie: *0071491*

S1:

Sector: *Sala de máquinas Piso 3*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *General*

N° Serie:

SVO:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141

LC 105

LC 177

LC 174

LC 156

LC 160

LC 125

LC 154

LC 109

LC 136

LC 158

LC 140

LC 136

LC 105

LC 175

LC 159

RO CICLOS

VOL TOTAL

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si No
Temperatura:	°C	Consumo bomba de alta:	A
Tensión alimentación:	V	Consumo bomba de Recirculación:	A
Tensión fuente de alimentación:	V	Tensión Bomba Recirculación:	V
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si No
Presión alimentación:	Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si No
Presión bomba de alta:	Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si No
Presión Loop:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si No
Conductividad RO:	uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si No
Conductividad Loop:	uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si No
Caudal permeado:	L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:	L/min

Recomendaciones

Se realiza inspección mensual de sistema de pistoleo. Se verifican flujos de cierre, medición de presión, correcto funcionamiento de Tablero y Bombas.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio:	Satisfactorio:	Poco Satisfactorio:
Hora Inicio:	Hora Fin:	<i>2:43 PM</i>	
Firma Técnico:	Firma Cliente:	<i>[Firma]</i>	
Aclaración:	Aclaración:	<i>Henry Salinas</i>	

Call center Servicio Técnico
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs. **0011-52986200 Int.: 6283**
Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com
Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. **011 1535805695**
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)
Tiempos de respuesta:
Abono Premium 72hs.
Abono Premium Oro 48hs.

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

00030874

Cliente: *Saniss Medical Catamarca*
 Contacto: *Catamarca 1242, CABA.* Modelo: *4860*
 Dirección: *Catamarca 1242, CABA.* N° Serie: *400005085*
 Sector: *Laboratorio Pso 2* Tanque: */*
 Tipo Serv: *Mensual.* N° Serie: */*

Fecha: *24/4/23*
 Diagnostica: *RC*
 S1:
 Remito:
 svo:

Solo Medica R/D 7/15			Solo Medica Pro/Centra 30/60/120			Solo Medica/Centra R200		
Contador de horas			Fecha cambió de consumibles			Fecha cambió de consumibles		
LC 141		LC 105	LC 177	<i>5/1/23</i>	LC 174	LC 156		LC 160
LC 125		LC 154	LC 109	<i>5/1/23</i>	LC 136	LC 158		
LC 140		LC 136	LC 105	<i>5/1/23</i>	LC 175	LC 159		
RO CICLOS			VOL TOTAL					
<i>4397</i>			<i>119185</i>					

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si No
Temperatura:	°C	Consumo bomba de alta:	A
Tensión alimentación:	<i>220</i>	Consumo bomba de Recirculación:	A
Tensión fuente de alimentación:	<i>24</i>	Tensión Bomba Recirculación:	V
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si No
Presión alimentación:	<i>1.6</i>	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si No
Presión bomba de alta:	<i>1.5</i>	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si No
Presión Loop:	<i>1.1</i>	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si No
Conductividad RO:	<i>22</i>	Drenaje optimo para el equipo:	Si No
Conductividad Loop:	<i>0.238</i>	El cliente requiere cambio en la programación:	Si No
Caudal permeado:	L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:	L/min

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento Mensual, reemplazo de 2 micropipetas en alimentación, Sonificación de membrana, medición de presiones verificación de programación y funcionamiento.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	<i>Micropipetas</i>	<i>/</i>							

Resultado del servicio: *Muy Satisfactorio:* Satisfactorio: Poco Satisfactorio:
 Hora Inicio: *2:45 PM* Hora Fin: *2:45 PM*
 Firma Técnico: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*
 Aclaración: *[Firma]* Aclaración: *[Firma]*

Call center Servicio Técnico
 (único número para recepción de solicitudes y reclamos)
 Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283
 Mail para solicitud de materiales:
 stockelga@veolia.com
 Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
 ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
 Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)
 Tiempos de respuesta:
 Abono Premium 72hs.
 Abono Premium Oro 48hs.

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

00030878

Cliente: Swiss Medical Catamarca.

Fecha: 24/4/23

Contacto:

Modelo: Potabonieto

Diagnostica: ABB

Dirección: Catamarca 1242, CABA.

N° Serie: 1

S1:

Sector: Laboratorio Piso 2.

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: Mensual

N° Serie:

svo:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141

LC 105

LC 177

LC 174

LC 156

LC 160

LC 125

LC 154

LC 109

LC 136

LC 158

LC 140

LC 136

LC 105

LC 175

LC 159

RO CICLOS

VOL TOTAL

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:

ppm/mv

Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:

Si No

Conductividad alimentación:

uS/cm

Filtro Malla Loop solo R15 :

Si No

Temperatura:

°C

Consumo bomba de alta:

A

Tensión alimentación:

220

Consumo bomba de Recirculación:

A

Tensión fuente de alimentación:

Tensión Bomba Recirculación:

v

Estado general del filtro de alimentación:

Si No

Nivel de ruido bomba de alta:

Si No

Presión alimentación:

Bar

Nivel de ruido bomba de recirculación:

Si No

Presión bomba de alta:

3,3

Bar

Control de cierre de la válvula de alim.:

Si No

Presión Loop:

Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

Si No

Conductividad RO:

uS/cm

Drenaje optimo para el equipo:

Si No

Conductividad Loop:

uS/cm

El cliente requiere cambio en la programación:

Si No

Caudal permeado:

L/min

Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:

Si No

Caudal Loop:

L/min

Caudal concentrado:

L/min

Recomendaciones

Se realiza y mantenimiento mensual, reemplazo de microfiltro de 5 micrones, medicion de presiones y purgado. Verificamos a colecta funcionamiento de Bomba.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Microfiltro	✓							

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

Satisfactorio:

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio:

Hora Fin:

2:43 Pm

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Henri Selina

Call center Servicio Técnico
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
Abono Premium 72hs.
Abono Premium Oro 48hs.

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: <i>Swiss Medical Catamarca</i>				Fecha: <i>24/4/23</i>					
Contacto:		Modelo: <i>Pistónico</i>		Diagnostica: <i>ABB</i>					
Dirección: <i>Catamarca 1242, CABA</i>		N° Serie: <i>2</i>		S1:					
Sector: <i>Laboratorio Piso 2</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>Analisis</i>		N° Serie:		Svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mv		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: Si No					
Conductividad alimentación:		uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 : Si No					
Temperatura:		°C		Consumo bomba de alta: A					
Tensión alimentación:		V		Consumo bomba de Recirculación: A					
Tensión fuente de alimentación:		V		Tensión Bomba Recirculación: V					
Estado general del filtro de alimentación:		Si No		Nivel de ruido bomba de alta: Si No					
Presión alimentación:		Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: Si No					
Presión bomba de alta:		Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: Si No					
Presión Loop:		Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: Si No					
Conductividad RO:		uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: Si No					
Conductividad Loop:		uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: Si No					
Caudal permeado:		L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: Si No					
Caudal Loop:		L/min		Caudal concentrado: L/min					
Recomendaciones									
<i>Se realiza mantenimiento Mensual, (reemplazo de microfiltro de 5 micras, medición de presiones y purgado. Verificación de correcto funcionamiento de la Bomba.)</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	<i>Microfiltro</i>	✓							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		Hora Fin:		<i>2:43 PM</i>					
Firma Técnico:		Firma Cliente:		<i>[Firma]</i>					
Aclaración:		Aclaración:		<i>Henry Schino</i>					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com						Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.			