

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONDIS		IC-CTE-F421	
				Versión:	1.0
				Vigencia	dic-13
Equipo: CEN-MON-HEMCAT		Modelo: VARIOS		Edificio:	Catamarca 1242
				Sector:	Laboratorio
N° serie: VARIOS		Marca: VARIOS		Ubicación:	IC-SM-CAT-01-02-03-LAB
				Fecha:	17/08/2023
				Orden M:	9198665
				Realizó:	Henry Salinas
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha Ult. Calibración	
Termómetro	Madgetech	OctTemp2000	P93230	16/06/2023	

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)		
Inspección superada, el equipo es apto para el uso		P
El equipo ha necesitado reparación		NA
El equipo no está reparado. No se puede usar		NA
Comentarios:		NA

Puntos de inspección	
----------------------	--

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	
8.1.1	Sensores	P
8.1.2	Ubicación de los sensores	P
8.1.3	Vainas de sensores	P
8.1.4	Cables UTP	NA
8.1.5	Interfaces LAN	NA
8.1.6	Fuentes de alimentación	NA

8.2	Test Cuantitativos				
La diferencia entre el sensor y el patron debe ser $\leq 1^{\circ}\text{C}$					
	Nro de Serie del Sensor	Temp. Patrón (°C)	Temp. Sensor (°C)	P/F	
Sensor Mondis	C200000567C3AA28	5.3	5.4	P	
Camara 1-sensor 1	C200000567C3AA28	5.6	5.5	P	
Deposito	C200000567C3AA28	5.9	5.6	P	
Sensor Mondis	280000075F31E228	4.6	4.3	P	
Camara 1-sensor 2	280000075F31E228	4.8	4.6	P	
Deposito	280000075F31E228	4.8	4.8	P	
Sensor Mondis	E300000760129328	3.6	3.7	P	
Camara 2-sensor 1	E300000760129328	3.6	4	P	
Deposito	E300000760129328	3.8	4.4	P	
Sensor Mondis	F300000760366428	3.8	3.9	P	
Camara 2-sensor 2	F300000760366428	3.4	3.6	P	
Deposito	F300000760366428	3.3	3.4	P	
Sensor Mondis	26000005675A2728	-21.5	-21	P	
Freezer 4	26000005675A2728	-21.6	-21.1	P	
Deposito	26000005675A2728	-21.7	-21.4	P	
Sensor Mondis	BF00080276274010	35.6	36.2	P	
estufa-27500	BF00080276274010	35.9	36.3	P	
Piso1	BF00080276274010	36	36.2	P	
Sensor Mondis	7900000567979E28	21.6	21.2	P	
Ambiente	7900000567979E28	21.6	21.3	P	
Piso1	7900000567979E28	21.5	21.5	P	
Sensor Mondis	8C000005B3B69428	-17.63	-18.4	P	
Freezer 1	8C000005B3B69428	-18.3	-18.9	P	
Piso1	8C000005B3B69428	-18.9	-19.6	P	
Sensor Mondis	A9000005683C5728	-16.13	-17.8	P	
Freezer 2	A9000005683C5728	-16.4	-16.8	P	
Piso1	A9000005683C5728	-16.8	-16.4	P	
Sensor Mondis	30000005632D2828	-17.7	-18.3	P	
Freezer 3	30000005632D2828	-17.5	-18.4	P	
Piso1	30000005632D2828	-17	-17.8	P	
Sensor Mondis	0D0000075F4A1F28	-17.2	-16.5	P	
Freezer 4	0D0000075F4A1F28	-17.5	-15.9	P	
Piso1	0D0000075F4A1F28	-17.8	-16.4	P	
Sensor Mondis	BC000005B4261128	-17.85	-17.4	P	
Freezer 5	BC000005B4261128	-17.6	-17.2	P	
Piso1	BC000005B4261128	-17.5	-17.3	P	
Sensor Mondis	680000056852A728	-15.06	-14.2	P	
Freezer 6	680000056852A728	-15.5	-14.9	P	
Piso1	680000056852A728	-15.6	-14.7	P	
Sensor Mondis	7600000C7C702628	-20.2	-20.1	P	
Freezer 7	7600000C7C702628	-20.3	-19.8	P	
Piso1	7600000C7C702628	-20.4	-20	P	
Sensor Mondis	0200000C79453D28	3.4	3.1	P	
Heladera 1	0200000C79453D28	3.2	3.1	P	
Piso1	0200000C79453D28	3.5	3.3	P	
Sensor Mondis	1C00000C79DE9A28	36.5	35.8	P	
Baño termostático	1C00000C79DE9A28	36.7	35.9	P	
Piso1	1C00000C79DE9A28	36.5	36.1	P	
Sensor Mondis	DC000007605B1928	2.25	2.4	P	
Heladera 1	DC000007605B1928	2.4	2.9	P	
Piso 2	DC000007605B1928	2.6	2.5	P	
Sensor Mondis	1400000567D05328	2.6	2.9	P	
Heladera 2	1400000567D05328	2.9	3.6	P	
Piso 2	1400000567D05328	3.1	2.8	P	
Sensor Mondis	F100000567B8FA28	2.8	2.7	P	
Heladera 3	F100000567B8FA28	2.9	3.3	P	
Piso 2	F100000567B8FA28	3.2	3.6	P	
Sensor Mondis	61000005A054B228	3.2	2.8	P	
Heladera 4	61000005A054B228	3.5	3.6	P	

Piso 2	61000005A054B228	3.6	3.4	P
Sensor Mondis	3700000568630A28	5.2	5.8	P
Heladera 5	3700000568630A28	5.6	5.3	P
Piso 2	3700000568630A28	5.1	5.7	P
Sensor Mondis	7500000568F5B828	-15.8	-16.5	P
Freezer 1	7500000568F5B828	-15.36	-16.1	P
Piso 2	7500000568F5B828	-16.4	-17	P
Sensor Mondis	C500000568BF4128	-16.28	-17.4	P
Freezer 2	C500000568BF4128	-16.8	-17.5	P
Piso 2	C500000568BF4128	-16.9	-17.6	P
Sensor Mondis	AF00000A1495E828	21.22	20.7	P
Ambiente A	AF00000A1495E828	21.6	21.2	P
Piso 2	AF00000A1495E828	21.2	21.5	P
Sensor Mondis	D00008024B779510	21.5	21.7	P
Ambiente B	D00008024B779510	21.5	21.7	P
Piso 2	D00008024B779510	21.6	21.7	P
Sensor Mondis	D500080250F4D610	24.16	24	P
Ambiente C	D500080250F4D610	24.2	24	P
Piso 2	D500080250F4D610	24.2	24	P
Sensor Mondis	94000802760E6910	36.65	36	P
Estufa #828	94000802760E6910	36.6	36	P
Piso 2	94000802760E6910	36.6	36	P
Sensor Mondis	EE001000002E617E	-71	-71.7	P
CrioFreezer 4	EE001000002E617E	-71	-71.7	P
Piso 3	EE001000002E617E	-71.2	71.6	P
Sensor Mondis	520000075F7FD628	3.2	3.9	P
Heladera 3	520000075F7FD628	3.23	3.9	P
Piso 3	520000075F7FD628	3.5	4	P
Sensor Mondis	2F00080251061C10	-27.64	-27	P
Freezer 3	2F00080251061C10	-27.62	-27.2	P
Piso 3	2F00080251061C10	-27.9	-27.5	P
Sensor Mondis	08000802761EB610	3.2	2	P
Heladera 2	08000802761EB610	3.5	3	P
Piso 3	08000802761EB610	3.6	3.2	P
Sensor Mondis	2200000A153B4228	23.4	22.9	P
Ambiente	2200000A153B4228	23.3	22.8	P
Piso 3	2200000A153B4228	23.5	23.6	P
Sensor Mondis	7400000C7B8B5628	-22.3	-21.9	P
Freezer 1	7400000C7B8B5628	-22.5	-21.5	P
Piso 3	7400000C7B8B5628	-22.4	-21.6	P
Sensor Mondis	4F000005A0109028	-21.2	-20.3	P
Freezer 4	4F000005A0109028	-21.3	-20.5	P
Piso 3	4F000005A0109028	-21	-20.8	P
Sensor Mondis	740000056723BB28	4.5	4.1	P
Heladera 1	740000056723BB28	4.2	4.5	P
Piso 3	740000056723BB28	4.3	4.8	P
Sensor Mondis	3A00000567D00328	-14.65	-15.5	P
Freezer 2	3A00000567D00328	-14.68	-15.1	P
Piso 3	3A00000567D00328	-14.7	-14.3	P