



VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

Herrera 2121 - C1295ACO - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (5411) 5298-6200- Fax: (5411) 4302-7180

E-mail: vwsa@veolia.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R
Código N° 091
DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

REMITO

N° 00011 - 00017678

Fecha: 22/08/2023

C.U.I.T.: 33-70783575-9

ING. BRUTOS C.M.: 901-33707835759

INICIO DE ACTIVIDADES: 10/01/2002

Cliente: 864760 - ABBOTT LAB ARGENTINA SA. ING BUTTY 240 PISO 13 CAPITAL FEDERAL - Capital Federal Argentina IVA: IVA Responsable Inscripto CUIT: 30500846301	Domicilio de Entrega: 885035 - SWISS- UNID. CATAMARCA ABBOTT CATAMARCA 1242 3° P. ING.CLINICA o MANTE Lunes a viernes de 10 a 15 hs. CABA - Capital Federal Argentina Tipo de Entrega: Entrega SETEC
Cantidad de Bultos:	Valor de lo transportado: 127697.23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO VENTA	ORDEN COMPRA	CANTIDAD/ UNIDAD
CFCBYT321063	FILTRO CARBON BLOCK 10IN 5MIC	23003353	ABONO ENE-DIC 23	6.00 EA
CFYFYT321065	FILTRO 10IN X 5MIC 2,5OD	23003353	ABONO ENE-DIC 23	6.00 EA
LC109	LC109 0.05 MICRON ULTRA-MICRO	23003353	ABONO ENE-DIC 23	3.00 EA
LC136M2	LC136M2-COMPOSITE AIRVENT FIL	23003353	ABONO ENE-DIC 23	3.00 EA

Firma: _____ Fecha: ____/____/____ Aclaración: _____
Observaciones: _____

Transportista: 7500 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
091R0001100017678

CUIT: 33707835759

Transportista

C.U.I.T.

Recibi Conforme

Original: Blanco

C.A.I.: 40310202342682

Modelo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00033026					
Cliente: <i>Solo Medica</i>				Fecha: <i>12/09/2020</i>					
Contacto:		Modelo: <i>120</i>		Diagnostica: <i>160</i>					
Dirección: <i>Colombia 1242</i>		N° Serie: <i>1180001543</i>		S1:					
Sector: <i>105 central 20</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>Medica</i>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
66018		186829							
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No					
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No					
Temperatura: 21 °C		Consumo bomba de alta:		A					
Tensión alimentación: 220 v		Consumo bomba de Recirculación:		A					
Tensión fuente de alimentación: 24 v		Tensión Bomba Recirculación:		v					
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si No					
Presión alimentación: 2.2 Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No					
Presión bomba de alta: 7.4 Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No					
Presión Loop: 1.12 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No					
Conductividad RO: 23 uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si No					
Conductividad Loop: 0.07 uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si No					
Caudal permeado: 2 L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No					
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:		L/min					
Recomendaciones									
- Se realiza mantenimiento Medica - Se realizan parámetros y pruebas - Se sanitiza R.D - Se instala válvula de café en manómetro vto									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	VAGTAC 201262		310						
Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: Satisfactorio: Poco Satisfactorio:									
Hora Inicio: 11:30					Hora Fin:				
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>					Firma Cliente: <i>[Firma]</i>				
Aclaración: <i>AF-100</i>					Aclaración: <i>[Firma]</i>				
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				

Equipo General del

ELGA  VEOLIA

00033027

Cliente: SWS Medical Colombia

Modelo: HP 12

Fecha: 12-09-2017
Diagnostica: ALH4

Contacto: Colombia 1942

N° Serie: HP0001543

S1: 22003753

Dirección: Val de Cañal 280 piso

Tanque:

Remito: 43678

Sector: SWS Medical

N° Serie:

SVO:

Tipo Serv: Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141 LC 105

LC 177 LC 174

LC 156 LC 160

LC 125 LC 154

LC 109 LC 136

LC 158

LC 140 LC 136

LC 105 LC 175

LC 159

RO CICLOS 66018

VOL TOTAL 1868098

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación: ppm/mV

Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:

SI No

Conductividad alimentación: us/cm

Filtro Malla Loop solo R15:

SI No

Temperatura: °C

Consumo bomba de alta:

SI No

Tensión alimentación: V

Consumo bomba de Recirculación:

SI No

Tensión fuente de alimentación: V

Tensión Bomba Recirculación:

SI No

Estado general del filtro de alimentación: SI No

Nivel de ruido bomba de alta:

SI No

Presión alimentación: Bar

Control de cierre de la válvula de alim.:

SI No

Presión bomba de alta: Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

SI No

Presión Loop: Bar

Drenaje optimo para el equipo:

SI No

Conductividad RO: us/cm

El cliente requiere cambio en la programación:

SI No

Conductividad Loop: us/cm

Limpia los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:

SI No

Caudal permealdo: L/min

Caudal concentrado:

L/min

Caudal Loop: L/min

Recomendaciones

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
3	LC 136		X						
1	LC 109		X						
2	Removal		X						
2	CEB572104		X						

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio:

Satisfactorio:

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio: 11:30

Hora Fin:

Firma Técnico: DBA

Firma Cliente:

Aclaración: ALFAS

Aclaración:

Call center Servicio Técnico

(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:

stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vvt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.

Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695

Tiempos de respuesta:

Abono Premium 72hs.

Abono Premium Oro 48hs.