

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°: 044510					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL</u>		Modelo: <u>MP60</u>		Fecha: <u>06/05/20</u>					
Contacto:		N° Serie: <u>MP00005005</u>		Diagnostica: <u>ROCHE</u>					
Dirección: <u>CATAMARCA 1242 (CASA)</u>		Tanque:		S1:					
Sector: <u>LABORATORIO 2°</u>		N° Serie:		Remito:					
Tipo Serv: <u>MESESUAL</u>				SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC <u>LA 722</u> <u>6/26</u>					
LC <u>174</u> <u>9/26</u>	LC <u>136</u> <u>9/26</u>	LC <u>105</u> <u>3/27</u>	LC <u>108</u> <u>9/26</u>						
RO CICLOS		<u>7111</u>		VOL TOTAL <u>179696</u>					
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación: <u>0.1</u> ppm/mV		Filtro de alimentación:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Conductividad alimentación: <u>348</u> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión alimentación: <u>223</u> V		Filtro Malla Loop solo		☐ SI ☒ NO ☐ N/A					
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> V		Nivel de ruido bomba de alta:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión Bomba Recirculación: <u>OK</u> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión EDI <u>N/A</u> °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Presión alimentación: <u>2.6</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Presión bomba de alta: <u>7</u> Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Presión Loop: <u>1.13</u> Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐ SI ☒ NO ☐ N/A					
Conductividad RO: <u><11</u> uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Conductividad Loop: <u><0.067</u> uS/cm		Consumo bomba de alta:		<u>OK</u> A					
Caudal permeado: <u>1</u> L/min		Consumo bomba de Recirculación		<u>OK</u> A					
Caudal Loop: <u>OK</u> L/min		Temperatura		<u>25.6 °C</u> V					
Caudal concentrado: <u>OK</u> L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		<u>N/A</u> uS/cm					
Recomendaciones									
<u>SE REALIZA SERVICIO MENSUAL</u>									
<u>SE CONTROLAN PRESIONES Y PARAMETROS</u>									
<u>SANITIZACION DE RO</u>									
<u>SE REEMPLAZAN MICROFILTRO Y CARBON BLOCK EN ALIMENTACION</u>									
<u>SE REEMPLAZA CARBON BLOCK EN LA 722</u>									
<u>REVISION GENERAL</u>									
<u>EQUIPO OPERATIVO</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<u>2</u>	<u>CFCBT321063</u>	☒		☐			☐		☐
<u>1</u>	<u>CFCBT321065</u>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>08:20</u>		Hora Fin: <u>10:15</u>		Firma Técnico:		Firma Cliente:			
Aclaración: <u>TONAGUARO LEONARDO</u>		Aclaración:							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8.00 hs a 17.00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					