

# Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00032553

Cliente: *SWISS MEDICAL*

Fecha: *13-6-23*

Contacto:

Modelo: *MP 120*

Diagnostica: *APB*

Dirección: *CATAMARCA 1242*

N° Serie: *AP0000 1543*

S1:

Sector: *LAB 2.00*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *MANUAL*

N° Serie:

svo:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141

LC 105

LC 177

*SEP23*

LC 174

*OCT23*

LC 156

LC 160

LC 125

LC 154

LC 109

*SEP23*

LC 136

*SEP23*

LC 158

LC 140

LC 136

LC 105

*MAR24*

LC 175

*SEP23*

LC 159

RO CICLOS

*65220*

VOL TOTAL

*1845456*

## Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:

ppm/mV

Filtro-Malla alimentación solo R15 y Pro:

☒ Si

☐ No

Conductividad alimentación:

uS/cm

Filtro Malla Loop solo R15 :

☒ Si

☐ No

Temperatura:

*21*

°C

Consumo bomba de alta:

☐ A

Tensión alimentación:

*220*

V

Consumo bomba de Recirculación:

☐ A

Tensión fuente de alimentación:

*24*

V

Tensión Bomba Recirculación:

☐ V

Estado general del filtro de alimentación:

☒ Si

No

Nivel de ruido bomba de alta:

☒ Si

☐ No

Presión alimentación:

*3.8*

Bar

Nivel de ruido bomba de recirculación:

☒ Si

☐ No

Presión bomba de alta:

*7.5*

Bar

Control de cierre de la válvula de alim.:

☒ Si

☐ No

Presión Loop:

*1.14*

Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

☒ Si

☐ No

Conductividad RO:

*16*

uS/cm

Drenaje optimo para el equipo:

☒ Si

☐ No

Conductividad Loop:

*500*

uS/cm

El cliente requiere cambio en la programación:

☐ Si

☒ No

Caudal permeado:

*2*

L/min

Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:

☐ Si

☒ No

Caudal Loop:

L/min

Caudal concentrado:

L/min

## Recomendaciones

*1.50 REALIZA UN MANTENIMIENTO ANUAL*

*1.50 CORREGIR LAS PRESIONES*

*1.50 SANITIZA RO*

*1. EQUIPO OPERATIVO*

## Insumos utilizados

| CANT     | MATERIAL        | CLIENTE  | SETEC | REMITO | CANT | MATERIAL | CLIENTE | SETEC | REMITO |
|----------|-----------------|----------|-------|--------|------|----------|---------|-------|--------|
| <i>1</i> | <i>MEMBRANA</i> | <i>X</i> |       |        |      |          |         |       |        |
|          |                 |          |       |        |      |          |         |       |        |
|          |                 |          |       |        |      |          |         |       |        |
|          |                 |          |       |        |      |          |         |       |        |

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

Satisfactorio:

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Call center Servicio Técnico  
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)  
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:  
stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias  
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.

Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695  
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:

Abono Premium 72hs.

Abono Premium Oro 48hs.