

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00029393					
Cliente: <i>SWISS CATAMARCA</i>				Fecha: <i>11/11/22</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP 120</i>		Diagnostica: <i>AD</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>2252 (B)</i>		S1: <i>—</i>					
Sector: <i>Piso 2</i>		Tanque: <i>—</i>		Remito: <i>—</i>					
Tipo Serv: <i>MANUAL</i>		N° Serie:		svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177 <i>MAR 23</i>	LC 174 <i>ABR 23</i>	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109 <i>MAR 23</i>	LC 136 <i>MAR 23</i>	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105 <i>MAR 23</i>	LC 175	LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		☒ Si ☐ No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :		☒ Si ☐ No				
Temperatura:		<i>27,8</i> °C	Consumo bomba de alta:		☒ Si ☐ No				
Tensión alimentación:		V	Consumo bomba de Recirculación:		☒ Si ☐ No				
Tensión fuente de alimentación:		V	Tensión Bomba Recirculación:		☒ Si ☐ No				
Estado general del filtro de alimentación:		☒ Si ☐ No	Nivel de ruido bomba de alta:		☒ Si ☐ No				
Presión alimentación:		Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒ Si ☐ No				
Presión bomba de alta:		<i>7</i> Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:		☒ Si ☐ No				
Presión Loop:		<i>1,1</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒ Si ☐ No				
Conductividad RO:		<i>15</i> uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:		☒ Si ☐ No				
Conductividad Loop:		<i><0,067</i> uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:		☒ Si ☐ No				
Caudal permeado:		<i>2,1</i> L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		☒ Si ☐ No				
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
<i>se realiza mantenimiento mensual y control de parámetros, normal</i>									
<i>se cambia microfiltro de pre-tratamiento</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltro</i>	<i>X</i>							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:				Hora Fin:					
Firma Técnico:		<i>[Firma]</i>		Firma Cliente:		<i>[Firma]</i>			
Aclaración:		<i>Patricio Vissio</i>		Aclaración:		<i>[Firma]</i>			
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				