

Testeo General del Equipo	ELGA  VEOLIA	Servicio N°:
		043926
Cliente: FUNDACION SWISS MEDICAL (CATAMARCA)	Modelo: MP 120	Fecha: 11/11/25
Contacto:	N° Serie: MP00001543	Diagnostica: ABBOTT
Dirección: CATAMARCA 1242 (CABA)	Tanque:	S1:
Sector: LABORATORIO 2° PISO	N° Serie:	Remito:
Tipo Serv: MENSUAL		svo:
Vencimiento de Consumibles		LC
LC	LC	LC

LC	LC	LC	VOL TOTAL	1889120
RO CICLOS	71862			
Relevamiento de Datos				
Cloro libre Alimentación:	1 ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐
Conductividad alimentación:	304 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐
Tensión alimentación:	220 v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐
Tensión fuente de alimentación:	24 v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐
Tensión Bomba Recirculación:	1 °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐
Tensión EDI	1 °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐
Presión alimentación:	4 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐
Presión bomba de alta:	8 Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐
Presión Loop:	1.14 Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒
Conductividad RO:	7 uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐
Conductividad Loop:	0.067 uS/cm	Consumo bomba de alta:		A
Caudal permeado:	1.7 L/min	Consumo bomba de Recirculación		A
Caudal Loop:	OK L/min	Temperatura	26.6	v
Caudal concentrado:	OK L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm

Recomendaciones

SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL
SE CONTROLAN PRESIONES Y PARAMETROS
SE CAMBIA MICROFILTRO DE ALIMENTACION
REVISION GENERAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MICROFILTRO	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: 9:00hs

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración: TONAGUARO LEONARDO

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com

