

Testeo General del Equipo						ELGA VEOLIA						Servicio N°: 00035744											
Cliente: SUTS MEDICA CENTRA												Fecha: 11/3/19											
Contacto:								Modelo: MPALC								Diagnostica: 115							
Dirección: C-1 MA 101 R 17								N° Serie: MP20003157								S1:							
Sector: 115, 110, 112, 22, 31								Tanque:								Remito:							
Tipo Serv: 115, 110								N° Serie:								SVO:							
Solo Medica R/D 7/15				Solo Medica Pro/Centra 30/60/120				Solo Medica/Centra R200															
Contador de horas				Fecha cambió de consumibles				Fecha cambió de consumibles															
LC 141				LC 105				LC 177		11/14		LC 174		0/14		LC 156				LC 160			
LC 125				LC 154				LC 109		11/14		LC 136		P/LC		LC 158							
LC 140				LC 136				LC 105		11/14		LC 175				LC 159							
RO CICLOS				3P232				VOL TOTAL				1117138											
Datos comunes a ambos equipos																							
Cloro libre Alimentación: ppm/mV												Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: Si No											
Conductividad alimentación: uS/cm												Filtro Malla Loop solo R15: Si No											
Temperatura: 25.3 °C												Consumo bomba de alta: A											
Tensión alimentación: 210 V												Consumo bomba de Recirculación: A											
Tensión fuente de alimentación: 27 V												Tensión Bomba Recirculación: V											
Estado general del filtro de alimentación: Si No												Nivel de ruido bomba de alta: Si No											
Presión alimentación: 3 Bar												Nivel de ruido bomba de recirculación: Si No											
Presión bomba de alta: 43 Bar												Control de cierre de la válvula de alim.: Si No											
Presión Loop: 11 Bar												Acceso para el mantenimiento adecuado: Si No											
Conductividad RO: 15 uS/cm												Drenaje optimo para el equipo: Si No											
Conductividad Loop: 0.067 uS/cm												El cliente requiere cambio en la programación: Si No											
Caudal permeado: 2.4 L/min												Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: Si No											
Caudal Loop: L/min												Caudal concentrado: L/min											
Recomendaciones																							
- Se verificó MATENIMIENTO AL EQUIPO DE AGUA - Se controlaron PARÁMETROS Y PRESIONES - Se verificó MANEJO DE ALIMENTACIÓN - Se limpió FILTRO Y SE SANITIZÓ Se limpió FILTRO DE AGUA																							
Equipo 20-Activo																							
Insumos utilizados																							
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO				
1	FILTRO 20-36	X																					
2	FILTRO 20-36			316																			
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:				Satisfactorio:				Poco Satisfactorio:													
Hora Inicio: 12:15						Hora Fin: 10:30																	
Firma Técnico: [Signature]						Firma Cliente: [Signature]																	
Aclaración: 011-71111						Aclaración: ALBERTO B. MUÑOZ																	
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283												Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos)											
Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com												Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.											
Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com																							