

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				22463					
Cliente: SWISS MEDICAL CATAPARCA				Fecha: 11/12/2020					
Contacto:		Modelo: HP60		Diagnostica: R0146					
Dirección: CATAPARCA 1242-CABA		N° Serie: 5085		S1:					
Sector: LAB. CENTRAL - 2° Piso		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: MANT. MENSUAL		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	03/21	LC 174	06/21				
LC 125	LC 154	LC 109	03/21	LC 136	03/21				
LC 140	LC 136	LC 105	03/21	LC 175					
Solo Medica/Centra R200									
LC 156									
LC 160									
LC 158									
LC 159									
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mv	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No				
Temperatura:		24.2 °C	Consumo bomba de alta:		A				
Tensión alimentación:		220 v	Consumo bomba de Recirculación:		A				
Tensión fuente de alimentación:		24 v	Tensión Bomba Recirculación:		v				
Estado general del filtro de alimentación:		Si No	Nivel de ruido bomba de alta:		Si No				
Presión alimentación:		2.5 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No				
Presión bomba de alta:		10 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No				
Presión Loop:		1.1 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No				
Conductividad RO:		010 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:		Si No				
Conductividad Loop:		<0.67 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:		Si No				
Caudal permeado:		009 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No				
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
Se Realizo MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO									
Se Realizo DESINFECCIÓN RO + CAMBIO DE									
MICROFILTRO Se controlaron parametros de									
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO GENERAL DE									
SISTEMA.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Microfiltro	(x)							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: 09:30 h				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: CROSO MARCOS				Aclaración: 9172					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				