

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00023690					
Cliente: <i>Suiss CATAMARCA</i>				Fecha: <i>05/02/2021</i>					
Contacto:		Modelo: <i>NP60</i>		Diagnostica: <i>Roller</i>					
Dirección: <i>CATAMARCA 1242 - CASP</i>		N° Serie: <i>5085</i>		S1:					
Sector: <i>LAB. CENTRON - 2. Piso</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>Plant. Rensum</i>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<i>03/21</i>	LC 174	<i>06/21</i>				
LC 125	LC 154	LC 109	<i>03/21</i>	LC 136	<i>03/21</i>				
LC 140	LC 136	LC 105	<i>09/21</i>	LC 175					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: <i>ppm/mV</i>		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		☒ Si ☐ No					
Conductividad alimentación: <i>uS/cm</i>		Filtro Malla Loop solo R15 :		☒ Si ☐ No					
Temperatura: <i>75 °C</i>		Consumo bomba de alta:		☒ A					
Tensión alimentación: <i>220 v</i>		Consumo bomba de Recirculación:		☒ A					
Tensión fuente de alimentación: <i>24 v</i>		Tensión Bomba Recirculación:		☒ v					
Estado general del filtro de alimentación: ☒ Si ☐ No		Nivel de ruido bomba de alta:		☒ Si ☐ No					
Presión alimentación: <i>2.1 Bar</i>		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒ Si ☐ No					
Presión bomba de alta: <i>10.1 Bar</i>		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒ Si ☐ No					
Presión Loop: <i>1.1 Bar</i>		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒ Si ☐ No					
Conductividad RO: <i>009 uS/cm</i>		Drenaje optimo para el equipo:		☒ Si ☐ No					
Conductividad Loop: <i>< 0.057 uS/cm</i>		El cliente requiere cambio en la programación:		☒ Si ☐ No					
Caudal permeado: <i>00.9 L/min</i>		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		☒ Si ☐ No					
Caudal Loop:		Caudal concentrado:		☒ L/min					
Recomendaciones									
<i>Se Revisó: Mantenimiento Rensum en equipo</i>									
<i>Se Revisó: Desinfección Ro + Cambio de</i>									
<i>Microfiltros. Se Controlaron Parametros de</i>									
<i>funcionamiento. Se Revisó estado filtro</i>									
<i>Mos.</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltros</i>	<i>(x)</i>							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <i>10:40 h</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente:		<i>[Firma]</i>			
Aclaración: <i>Cloro H2O2</i>				Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				