

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00023688					
Cliente: <u>SWISS CATAMARCA</u>				Fecha: <u>05/03/2020</u>					
Contacto:		Modelo: <u>VP120</u>		Diagnostica: <u>1000H</u>					
Dirección: <u>CATAMARCA 1242 - COBA</u>		N° Serie: <u>3507</u>		S1:					
Sector: <u>LAB. CENTRAL - 2° Piso</u>		Tanque: <u>EQUIPO (C)</u>		Remito:					
Tipo Serv: <u>MANUT. MENSUAL</u>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	03/21	LC 174	08/21				
LC 125	LC 154	LC 109	03/21	LC 136	03/21				
LC 140	LC 136	LC 105	09/21	LC 175					
Solo Medica/Centra R200									
LC 156									
LC 158									
LC 159									
LC 160									
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No					
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No					
Temperatura: <u>25.2</u> °C		Consumo bomba de alta:		A					
Tensión alimentación: <u>220</u> V		Consumo bomba de Recirculación:		A					
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> V		Tensión Bomba Recirculación:		V					
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si No					
Presión alimentación: <u>2.1</u> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No					
Presión bomba de alta: <u>7.4</u> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No					
Presión Loop: <u>1.1</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No					
Conductividad RO: <u>007</u> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si No					
Conductividad Loop: <u>< 0.067</u> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si No					
Caudal permeado: <u>02.1</u> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No					
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:		L/min					
Recomendaciones									
Se Realiza MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO									
Se Realiza DESINFECCIÓN RO + Cambio de									
MICROFILTRO. Se Controla ESTADO filtro Malla.									
Se Controlaron PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.									
Insufumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Microfiltro	(X)							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <u>10:40 hr</u>				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: <u>CRISTO MARCOS</u>				Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9:00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				