

Fluke Biomedical Ansur

Test and Inspection Procedure

Copyright © 2000 - 2012 Fluke Biomedical

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado

Fecha: 12/3/2025
Registro: IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr
Plantilla: IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt

Componentes utilizados del Ansur

Ansur Versión 2.9.7
'Plug-In': ESA620 Versión 1.1.11

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	28008	Type	Centrifuga
Appliance code		Model	DCA 300 RVT
Group	Laboratorio	Location	Catamarca
Status	MT	Address 1	1er Piso
Manufacturer	Presvac	Address 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test				Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence				
Mains Voltage		Mains Voltage				
Live to Neutral	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
	Live to Neutral	225,1	V	r		IEC 62353 (CL1)
Neutral to Earth	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
	Neutral to Earth	225,7	V	r		IEC 62353 (CL1)
Live to Earth	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
	Live to Earth	0,3	V	r		IEC 62353 (CL1)
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance				
Configuración: Test Current: 200 mA						
PE Resistance1	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
		0,252	Ohm	r	0,3	IEC 62353 (CL1)
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage				
Closed Earth	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
	Closed Earth	636,0	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)
Open Earth	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
	Open Earth	636,0	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)
Insulation Resistance		Insulation Resistance				
Configuración: Test Voltage: 500V						
Mains to Protective Earth	Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard
	Mains to Protective Earth	99999,0	MOhm	r		IEC 62353 (CL1)