



Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				28528					
Cliente: SWISS MEDICAL CARA		Modelo: MP120		Fecha: 14/02/22					
Contacto:		N° Serie: 3507		Diagnostica: A/B					
Dirección: CATAMARCA 1242		Tanque: -		S1: -					
Sector: LAB CENTRAL		N° Serie:		Remito: -					
Tipo Serv: MANT MENSUAL				svo: -					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	3/23	LC 174	3/23				
LC 125	LC 154	LC 109	3/23	LC 136	3/23				
LC 140	LC 136	LC 105	3/23	LC 175					
				LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: ☒ Si ☐ No						
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15: ☒ Si ☐ No						
Temperatura:		°C	Consumo bomba de alta: ☒ Si ☐ No						
Tensión alimentación:		V	Consumo bomba de Recirculación: ☒ Si ☐ No						
Tensión fuente de alimentación:		V	Tensión Bomba Recirculación: ☒ Si ☐ No						
Estado general del filtro de alimentación:		☒ Si ☐ No	Nivel de ruido bomba de alta: ☒ Si ☐ No						
Presión alimentación:		Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación: ☒ Si ☐ No						
Presión bomba de alta:		Bar	Control de cierre de la válvula de alim.: ☒ Si ☐ No						
Presión Loop:		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado: ☒ Si ☐ No						
Conductividad RO:		uS/cm	Drenaje optimo para el equipo: ☒ Si ☐ No						
Conductividad Loop:		uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación: ☒ Si ☐ No						
Caudal permeado:		L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: ☒ Si ☐ No						
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado: ☒ Si ☐ No						
Recomendaciones									
- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
- SE CAMBIAN MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN									
- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES									
- EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
10	FTURE 3036	310							
2	CTB								
1	MAILM								
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: 14:15		Hora Fin: 15:10							
Firma Técnico: 		Firma Cliente: 							
Aclaración: DIMINUCIA		Aclaración: 							
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9,00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				