

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

00031373

Cliente: *Swiss Medical Catamarca*

Fecha: *15/5/23*

Contacto:

Modelo: *4P120*

Diagnostica: *A88*

Dirección: *Paraguay 1242, CABA*

N° Serie: *4P00001543*

S1:

Sector: *Laboratorio 2° Piso*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *Mensual*

N° Serie:

svo:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141

LC 105

LC 177

5-23

LC 174

05-23

LC 156

LC 160

LC 125

LC 154

LC 109

5-23

LC 136

5-23

LC 158

LC 140

LC 136

LC 105

11-24

LC 175

5-23

LC 159

RO CICLOS

65 036

VOL TOTAL

1838 326

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:

ppm/mV

Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:

Si

No

Conductividad alimentación:

uS/cm

Filtro Malla Loop solo R15 :

Si

No

Temperatura:

°C

Consumo bomba de alta:

A

Tensión alimentación:

V

Consumo bomba de Recirculación:

A

Tensión fuente de alimentación:

V

Tensión Bomba Recirculación:

V

Estado general del filtro de alimentación:

Si

No

Nivel de ruido bomba de alta:

Si

No

Presión alimentación:

Bar

Nivel de ruido bomba de recirculación:

Si

No

Presión bomba de alta:

Bar

Control de cierre de la válvula de alim.:

Si

No

Presión Loop:

Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

Si

No

Conductividad RO:

uS/cm

Drenaje optimo para el equipo:

Si

No

Conductividad Loop:

uS/cm

El cliente requiere cambio en la programación:

Si

No

Caudal permeado:

L/min

Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:

Si

No

Caudal Loop:

L/min

Caudal concentrado:

L/min

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento mensual, (cambio de mallas, filtro de alimentación, sanitización de membranas, medición de presiones, verificación de programación y funcionamiento).

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	<i>Membrana</i>	✓							

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

Satisfactorio:

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Call center Servicio Técnico
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
Abono Premium 72hs.
Abono Premium Oro 48hs.