

# Testeo General del Equipo



Servicio N°:

042063

Cliente: F. Swiss Medical

Fecha: 7/1/26

Contacto:

Modelo: Pretratamiento

Diagnostica: 288

Dirección:

N° Serie: 0071497

S1:

Sector: Lab DA (telcel p. 50)

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: Mensual

N° Serie:

SVO:

## Vencimiento de Consumibles

LC

LC

LC

LC

LC

RO CICLOS

VOL TOTAL

## Relevamiento de Datos

|                                                       |           | SI | NO | N/A   |
|-------------------------------------------------------|-----------|----|----|-------|
| Cloro libre Alimentación:                             | ppm/mV    |    |    |       |
| Conductividad alimentación:                           | 328 uS/cm |    |    |       |
| Tensión alimentación:                                 | 220 v     |    |    |       |
| Tensión fuente de alimentación:                       | 24 v      |    |    |       |
| Tensión Bomba Recirculación:                          | °C        |    |    |       |
| Tensión EDI                                           | °C        |    |    |       |
| Presión alimentación:                                 | 2,5 Bar   |    |    |       |
| Presión bomba de alta:                                | Bar       |    |    |       |
| Presión Loop:                                         | Bar       |    |    |       |
| Conductividad RO:                                     | uS/cm     |    |    |       |
| Conductividad Loop:                                   | uS/cm     |    |    |       |
| Caudal permeado:                                      | L/min     |    |    |       |
| Caudal Loop:                                          | L/min     |    |    |       |
| Caudal concentrado:                                   | L/min     |    |    |       |
| Filtro de alimentación:                               |           |    |    |       |
| Filtro Malla alimentación:                            |           |    |    |       |
| Filtro Malla Loop solo                                |           |    |    |       |
| Nivel de ruido bomba de alta:                         |           |    |    |       |
| Nivel de ruido bomba de recirculación:                |           |    |    |       |
| Control de cierre de la válvula de alim.:             |           |    |    |       |
| Acceso para el mantenimiento adecuado:                |           |    |    |       |
| Drenaje optimo para el equipo:                        |           |    |    |       |
| El cliente requiere cambio en la program              |           |    |    |       |
| Sensor Detencion de perdidas conectado                |           |    |    |       |
| Consumo bomba de alta:                                |           |    |    | A     |
| Consumo bomba de Recirculación                        |           |    |    | A     |
| Temperatura                                           |           |    |    | v     |
| Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI |           |    |    | uS/cm |

## Recomendaciones

- Se realiza mantenimiento mensual
- se controlan parámetros y presiones
- se cambio microfiltro de alimentación
- se cambio carbon black de alimentación
- se realiza controlado de filtros multimedia

• Equipo operativo

## Insumos utilizados

| CANT | MATERIAL    | CLIENTE | SETEC | REMITO | CANT | MATERIAL | CLIENTE | SETEC | REMITO |
|------|-------------|---------|-------|--------|------|----------|---------|-------|--------|
| 1    | microfiltro |         |       |        |      |          |         |       |        |
| 1    | carbonblack |         |       |        |      |          |         |       |        |
|      |             |         |       |        |      |          |         |       |        |
|      |             |         |       |        |      |          |         |       |        |
|      |             |         |       |        |      |          |         |       |        |
|      |             |         |       |        |      |          |         |       |        |

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración: D. M. I. R.

Aclaración:

**Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono**

+54 9 11 3580-5605

**Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas**  
Escanea y completa todos los datos solicitados

