


Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: <u>Swiss medical catamarca</u>				Fecha: <u>09/04/25</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP-125</u>		Diagnostica: <u>Abbott</u>					
Dirección: <u>CABA</u>		N° Serie: <u>MP00001543</u>		S1: <u>/</u>					
Sector: <u>Laboratorio Piso 2</u>		Tanque: <u>/</u>		Remito: <u>/</u>					
Tipo Serv: <u>Mensual</u>		N° Serie: <u>/</u>		SVO: <u>/</u>					
Vencimiento de Consumibles				LC <u>108</u> <u>09/25</u>					
LC <u>174</u> <u>09/25</u>	LC <u>136</u> <u>09/25</u>	LC <u>105</u> <u>03/26</u>	LC <u>-</u>						
RO CICLOS <u>69353</u>		VOL TOTAL		<u>1955911</u>					
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <u>/</u>	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐				
Conductividad alimentación: <u>314</u>	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐				
Tensión alimentación: <u>220</u>	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☒				
Tensión fuente de alimentación: <u>29</u>	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐				
Tensión Bomba Recirculación: <u>/</u>	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐				
Tensión EDI <u>/</u>	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐				
Presión alimentación: <u>3,5</u>	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐				
Presión bomba de alta: <u>8</u>	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐				
Presión Loop: <u>1,14</u>	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐				
Conductividad RO: <u>8</u>	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐				
Conductividad Loop: <u>9067</u>	uS/cm	Consumo bomba de alta:	☐	☐	☒ A				
Caudal permeado: <u>1,9</u>	L/min	Consumo bomba de Recirculación	☐	☐	☒ A				
Caudal Loop: <u>/</u>	L/min	Temperatura	☐	☐	<u>23,8°</u> C				
Caudal concentrado: <u>/</u>	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	☐	☐	<u>/</u> uS/cm				
Recomendaciones									
<u>Se realiza Servicio Mensual</u>									
<u>Se controlan Parametros y Presiones</u>									
<u>Se cambia microfilitis y carbon block de Alimentación</u>									
<u>Se cambia manguera de 10mm</u>									
<u>Se cambia RO</u>									
<u>Equipo Operativo</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<u>1</u>	<u>Microfilitis</u>	☒		☐			☐		☐
<u>1</u>	<u>Carbon block</u>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>13:00</u>				Hora Fin: <u>14:00</u>					
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>				Firma Cliente: <u>[Firma]</u>					
Aclaración: <u>Umbidel</u>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados  Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					