

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00028974					
Cliente: <i>SWISS CATAMARCA</i>		Fecha: <i>08/09/11</i>							
Contacto:		Modelo: <i>MICRA</i>		Diagnostica: <i>T</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>1562</i>		S1: <i>2002951</i>					
Sector: <i>Piso 0 (CA)</i>		Tanque: <i>25L</i>		Remito: <i>14688</i>					
Tipo Serv: <i>MANUAL + FENETRAL</i>		N° Serie: <i>-</i>		svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si	No				
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si	No				
Temperatura: °C		Consumo bomba de alta:			A				
Tensión alimentación: v		Consumo bomba de Recirculación:			A				
Tensión fuente de alimentación: v		Tensión Bomba Recirculación:			v				
Estado general del filtro de alimentación: <i>(S)</i> No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si	No				
Presión alimentación: Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si	No				
Presión bomba de alta: Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si	No				
Presión Loop: Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si	No				
Conductividad RO: <i>Poz verde</i> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si	No				
Conductividad Loop: uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si	No				
Caudal permeado: L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si	No				
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:			L/min				
Recomendaciones									
<i>Se realizó mantenimiento semestral, cambiando consumibles según detalle</i>									
<i>Se realizó mantenimiento mensual, cambio de Filtros de microfiltración y de</i>									
<i>serbina. Sanitización de B2. control de funcionamiento normal</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>EC229</i>			<i>X</i>					
<i>1</i>	<i>EC226</i>			<i>X</i>					
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		<i>Patricia Viana</i>		Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				

**VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.**

Herrera 2121 - C1295ACO - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (5411) 5298-6200- Fax: (5411) 4302-7180

E-mail: vwsa@veolia.com

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Código N° 091

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA**REMITO****N° 00011 - 00014688**

Fecha: 24/08/2022

C.U.I.T.: 33-70783575-9

ING. BRUTOS C.M.: 901-33707835759

INICIO DE ACTIVIDADES: 10/01/2002

Cliente: 1276737 - FUNDACION SWISS MEDICAL 25 DE MAYO 359 Piso:18 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI - Capital Federal Argentina IVA: IVA Sujeto Exento CUIT: 30630682653	Domicilio de Entrega: 1278203 - SWISS- UNID.CTRAL CATAMARCA FUNDACION Catamarca 1242 Cont. Esteban Garraza 15-2256-5680 CABA - Capital Federal Argentina Tipo de Entrega: Entrega SETEC
Cantidad de Bultos:	Valor de lo transportado: 34893.71

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO VENTA	ORDEN COMPRA	CANTIDAD/ UNIDAD
LC229	LC229 MEMBRANA OSMOSIS	22002951	Ene 2022 - Dic 2022	1.00 EA
LC226	LC226 ELGA PACK	22002951	Ene 2022 - Dic 2022	1.00 EA

Claudia Sara Ramirez
Coordinadora Técnica M.N. 91
Centro Regional de Hemoterapia
Fundación Swiss Medical

8/9/22

Firma: _____ Fecha: ____/____/____ Aclaración: _____
Observaciones: _____

Transportista: 7500 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

CUIT: 33707835759

091R0001100014688

Transportista:

C.U.I.T.:

Recibí Conforme

Imprimió: IMPRESIONES S.H. - reimpresiones@fibertel.com.ar

C.U.I.T.: 30-68236890-6 - Hab. Munic.: 41661

Impreso desde 00011-00014401 al 00011-00015200 - Impreso en 07-2022

Original: Blanco
Duplicado: Amarillo
Triplicado: Verde**C.A.I.: 48289194676911****Vto.: 14/07/2023**