

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00028973					
Cliente: <i>SWISS CATAMARCA</i>				Fecha: <i>08/09/22</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP120</i>		Diagnostica: <i>AB</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>2252(B)</i>		S1: <i>2200 2450</i>					
Sector: <i>Pura 2</i>		Tanque:		Remito: <i>14678</i>					
Tipo Serv: <i>MENTAL + CENTRAL</i>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<i>MAR</i>	LC 174	<i>FEB</i>				
LC 125	LC 154	LC 109	<i>MAR</i>	LC 136	<i>MAR</i>				
LC 140	LC 136	LC 105	<i>MAR</i>	LC 175	<i>—</i>				
Solo Medica/Centra R200									
LC 156									
LC 158									
LC 159									
LC 160									
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:						
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :						
Temperatura:		<i>25</i> °C	Consumo bomba de alta:						
Tensión alimentación:		V	Consumo bomba de Recirculación:						
Tensión fuente de alimentación:		V	Tensión Bomba Recirculación:						
Estado general del filtro de alimentación:		☒ Si No	Nivel de ruido bomba de alta:						
Presión alimentación:		Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:						
Presión bomba de alta:		<i>8</i> Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:						
Presión Loop:		<i>1,1</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:						
Conductividad RO:		<i>10</i> uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:						
Conductividad Loop:		<i><2,267</i> uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:						
Caudal permeado:		<i>1</i> L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:						
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:						
Recomendaciones									
<i>Se realiza mantenimiento semestral, cambiando consumibles según detalle</i>									
<i>Se realiza mantenimiento mensual, control de parámetros operativos</i>									
<i>Se realiza sustitución de RO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>LC109</i>	<i>X</i>							
<i>1</i>	<i>LC127</i>	<i>X</i>							
<i>1</i>	<i>microfiltro</i>	<i>X</i>							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:				Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				