

Prueba General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°					
				00035743					
Cliente: <u>SOL MEDICA CATAMARCA</u>				Fecha: <u>11/3/22</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP60</u>		Diagnostica: <u>LC</u>					
Dirección: <u>C. 124</u>		N° Serie: <u>MP000525</u>		S1: <u>2400</u>					
Sector: <u>ASISTENTE P. 130</u>		Tanque: <u>-</u>		Remito: <u>1.1</u>					
Tipo Serv: <u>SOL MEDICA</u>		N° Serie: <u>-</u>		SVO: <u>-</u>					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	7/24	LC 174	7/24				
LC 125	LC 154	LC 109	7/24	LC 136	7/24				
LC 140	LC 136	LC 105	3/25	LC 175	-				
RO CICLOS		5340		VOL TOTAL					
				13412					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		(Si) No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :		Si (No)				
Temperatura:		25.2	Consumo bomba de alta:		A				
Tensión alimentación:		220	Consumo bomba de Recirculación:		A				
Tensión fuente de alimentación:		24	Tensión Bomba Recirculación:		v				
Estado general del filtro de alimentación:		(Si) No	Nivel de ruido bomba de alta:		(Si) No				
Presión alimentación:		2	Nivel de ruido bomba de recirculación:		(Si) No				
Presión bomba de alta:		7.27	Control de cierre de la válvula de alim.:		(Si) No				
Presión Loop:		1.13	Acceso para el mantenimiento adecuado:		(Si) No				
Conductividad RO:		60 → 22	Drenaje optimo para el equipo:		(Si) No				
Conductividad Loop:		0.062	El cliente requiere cambio en la programación:		Si (No)				
Caudal permeado:		-	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si (No)				
Caudal Loop:		-	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
- SE REALIZA MANTENIMIENTO SEMESTRAL									
- SE CONTAGUAN PARAMETROS Y PRESIONES									
- SE CAMBIA LC105 - LC177 - LC105 - LC136 ML									
- EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CT3			X	1	LC105			X
1	LC136 ML			X	1	CT3			X
1	LC105			X					
1	LC177			X					
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		19:20		Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		D. M. TIVICH		Aclaración:		DIBERTO B. NOTER			
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				