

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: <u>SWISS CATAMARCA</u>				Fecha: <u>11/11/22</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP120</u>		Diagnostica: <u>AB</u>					
Dirección:		N° Serie: <u>7542 (A)</u>		S1: <u>—</u>					
Sector: <u>Piso 2</u>		Tanque: <u>—</u>		Remito: <u>—</u>					
Tipo Serv: <u>MANUAL</u>		N° Serie: <u>—</u>		SVO: <u>—</u>					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<u>23 MAR</u>	LC 174	<u>ABR 23</u>				
LC 125	LC 154	LC 109	<u>MAR 23</u>	LC 136	<u>MAR 23</u>				
LC 140	LC 136	LC 105	<u>MAR 23</u>	LC 175	<u>—</u>				
LC 160				LC 156					
				LC 158					
				LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: <u>—</u> ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: ☒ Si ☐ No							
Conductividad alimentación: <u>—</u> uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15: ☒ Si ☐ No							
Temperatura: <u>28</u> °C		Consumo bomba de alta: <u>—</u>							
Tensión alimentación: <u>—</u> V		Consumo bomba de Recirculación: <u>—</u>							
Tensión fuente de alimentación: <u>—</u> V		Tensión Bomba Recirculación: <u>—</u>							
Estado general del filtro de alimentación: ☒ Si ☐ No		Nivel de ruido bomba de alta: ☒ Si ☐ No							
Presión alimentación: <u>—</u> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: ☒ Si ☐ No							
Presión bomba de alta: <u>2</u> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: ☒ Si ☐ No							
Presión Loop: <u>1.1</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: ☒ Si ☐ No							
Conductividad RO: <u>19</u> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: ☒ Si ☐ No							
Conductividad Loop: <u>50062</u> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: ☐ Si ☒ No							
Caudal permeado: <u>2</u> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: ☒ Si ☐ No							
Caudal Loop: <u>—</u> L/min		Caudal concentrado: <u>—</u> L/min							
Recomendaciones									
<u>Se realiza mantenimiento mensual y control de parámetros, normal</u>									
<u>Se cambió malla filtro de Pre-tratamiento</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<u>1</u>	<u>Microfiltro</u>	<u>X</u>							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		<u>Patricio Vison</u>		Aclaración:		<u>—</u>			
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				