

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

00040507

Cliente: Swiss medical catamarca

Fecha: 07/05/25

Contacto:

Modelo: MP-120

Diagnostica: Abb

Dirección: CABA

N° Serie: MP00001543

S1: /

Sector: Laboratorio Piso 2

Tanque: /

Remito: /

Tipo Serv: Mensual

N° Serie: /

svo: /

Vencimiento de Consumibles

LC174 09/25

LC136 09/25

LC105 03/26

LC109 09/25

LC

RO CICLOS

70018

VOL TOTAL

1961546

Relevamiento de Datos

			SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	<u>/</u>	ppm/mV	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	<u>315</u>	uS/cm	☒	☐	☐
Tensión alimentación:	<u>220</u>	v	☐	☐	☒
Tensión fuente de alimentación:	<u>24</u>	v	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	<u>/</u>	°C	☒	☐	☐
Tensión EDI	<u>/</u>	°C	☒	☐	☐
Presión alimentación:	<u>3</u>	Bar	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	<u>7</u>	Bar	☒	☐	☐
Presión Loop:	<u>1,14</u>	Bar	☒	☐	☐
Conductividad RO:	<u>9</u>	uS/cm	☐	☒	☐
Conductividad Loop:	<u>0,067</u>	uS/cm	☒	☐	☐
Caudal permeado:	<u>1,9</u>	L/min			<u>/</u> A
Caudal Loop:	<u>/</u>	L/min			<u>/</u> A
Caudal concentrado:	<u>/</u>	L/min			<u>240</u> e
					<u>/</u> uS/cm

Recomendaciones

- Se realiza servicio mensual
- Se regula bomba de Alta
- Se controlan Parámetros y Presiones
- Se sustituye RO
- Se cambia microfiltro de Alimentación
- Se regula bomba de loop.
- Se cambia carbon block

• Equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<u>1</u>	<u>Microf. Pro</u>	☒		☐			☐		☐
<u>1</u>	<u>Carbonblock</u>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: 10:30

Hora Fin:

Firma Técnico: [Firma]

Firma Cliente: [Firma]

Aclaración: Unbides

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas

Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com

