

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				22462					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL CATALANCA</u>		Fecha: <u>11/12/2019</u>							
Contacto: <u></u>		Modelo: <u>MP120</u>		Diagnostica: <u>ABP-A</u>					
Dirección: <u>CATALANCA 1742 - CABA</u>		N° Serie: <u>3507</u>		S1:					
Sector: <u>LAB CENTRAL - 2° PISO</u>		Tanque: <u>EQUIPO (C)</u>		Remito:					
Tipo Serv: <u>MANUT MENSUAL</u>		N° Serie:		svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	03/21	LC 174	03/21				
LC 125	LC 154	LC 109	03/21	LC 136	03/21				
LC 140	LC 136	LC 105	03/21	LC 175					
				LC 156	LC 160				
				LC 158					
				LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15:		Si No				
Temperatura:		25 °C	Consumo bomba de alta:		A				
Tensión alimentación:		220 V	Consumo bomba de Recirculación:		A				
Tensión fuente de alimentación:		24 V	Tensión Bomba Recirculación:		V				
Estado general del filtro de alimentación:		(Si) No	Nivel de ruido bomba de alta:		Si (No)				
Presión alimentación:		2 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si (No)				
Presión bomba de alta:		7 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:		(Si) No				
Presión Loop:		1.1 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		(Si) No				
Conductividad RO:		009 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:		(Si) No				
Conductividad Loop:		< 067 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:		Si (No)				
Caudal permeado:		02.2 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No				
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
Se realizó MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO									
Se realizó DESINFECTACIÓN PD + CAMBIO DE									
MICROFILTRO. SE CAMBIARON MANGUERAS ALIMENTA-									
CIÓN 10 MM. SE CONTROLARON PARAMETROS DE									
FUNCIONAMIENTO.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	(X)							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <u>09:30 h</u>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>				Firma Cliente: <u>[Firma]</u>					
Aclaración: <u>CIERRO TALLERES</u>				Aclaración: <u>DIAT</u>					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				