


Testeo General del Equipo



Servicio N°:

042061

Cliente: *F. Swiss Medical*

Contacto:

Fecha: *7/1/26*

Dirección:

Modelo: *MP 60*

Diagnostica: *Roche*

Sector: *Laboratorio 2º*

N° Serie: *MP 00005025*

S1: *cobas 6000*

Tipo Serv: *mensual*

Tanque:

Remito:

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC *174*

6/26

LC *136*

6/26

LC *105*

6/26

LC *127*

6/26

LC *109*

6/26

RO CICLOS

6809

VOL TOTAL

171708

Relevamiento de Datos

		SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV			
Conductividad alimentación:	uS/cm			
Tensión alimentación:	v			
Tensión fuente de alimentación:	v			
Tensión Bomba Recirculación:	°C			
Tensión EDI:	°C			
Presión alimentación:	Bar			
Presión bomba de alta:	Bar			
Presión Loop:	Bar			
Conductividad RO:	uS/cm			
Conductividad Loop:	uS/cm			
Caudal permeado:	L/min			A
Caudal Loop:	L/min			A
Caudal concentrado:	L/min			V
				uS/cm

Recomendaciones

- se realizó mantenimiento mensual
- controlan parámetros y presiones
- se sanitiza RO
- cambio de microfiltro de alimentación
- se reemplaza conector en la alimentación de bomba de loop por perdida

• Equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5605

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

