

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°					
				00035659					
Cliente: <i>SINISC MEDICAL CATARACH</i>		Fecha: <i>17/05/24</i>							
Contacto: <i>ABA</i>		Modelo: <i>MP120(A)</i>		Diagnostica: <i>ABR</i>					
Dirección: <i>ABA</i>		N° Serie: <i>MP000043</i>		S1:					
Sector: <i>2do</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>DEFUSAN</i>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<i>NOV</i>	LC 174	<i>SEP</i>				
LC 125	LC 154	LC 109	<i>SEP</i>	LC 136	<i>SEP</i>				
LC 140	LC 136	LC 105	<i>MAR 25</i>	LC 175					
RO CICLOS		<i>67915</i>		VOL TOTAL					
				<i>1925573</i>					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mv		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: ☒ Si ☐ No					
Conductividad alimentación:		uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 : ☐ Si ☒ No					
Temperatura:		<i>21.6</i> °C		Consumo bomba de alta: ☐ A ☒ No					
Tensión alimentación:		<i>22.0</i> V		Consumo bomba de Recirculación: ☐ A ☒ No					
Tensión fuente de alimentación:		<i>2.4</i> V		Tensión Bomba Recirculación: ☐ V ☒ No					
Estado general del filtro de alimentación:		☒ Si ☐ No		Nivel de ruido bomba de alta: ☒ Si ☐ No					
Presión alimentación:		<i>5</i> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: ☒ Si ☐ No					
Presión bomba de alta:		<i>0</i> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: ☒ Si ☐ No					
Presión Loop:		<i>-1.75</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: ☒ Si ☐ No					
Conductividad RO:		<i>16</i> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: ☒ Si ☐ No					
Conductividad Loop:		<i>.067</i> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: ☐ Si ☒ No					
Caudal permeado:		<i>1.9</i> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: ☒ Si ☐ No					
Caudal Loop:		<i>1.9</i> L/min		Caudal concentrado: ☐ L/min ☒ No					
Recomendaciones									
<i>SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES</i>									
<i>SE SANITIZA RO</i>									
<i>EQUIPO OPERATIVO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		<i>10:20</i>		Hora Fin:		<i>17:50</i>			
Firma Técnico:		<i>[Firma]</i>		Firma Cliente:		<i>[Firma]</i>			
Aclaración:		<i>[Firma]</i>		Aclaración:		<i>[Firma]</i>			
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				