

# Testeo General del Equipo



Servicio N°:

22370

Cliente: *SUNISS CATAMARCA*

Fecha: *12/01/2021*

Contacto:

Modelo: *MP60*

Diagnostica: *LOCITE*

Dirección: *CATAMARCA 1242 - CABA*

N° Serie: *5085*

S1:

Sector: *LAB. GENERAL - 2° Piso*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *MANT. MENSUAL*

N° Serie:

SVO:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141

LC 105

LC 177

*03/21*

LC 174

*06/21*

LC 156

LC 160

LC 125

LC 154

LC 109

*03/21*

LC 136

*03/21*

LC 158

LC 140

LC 136

LC 105

*09/21*

LC 175

LC 159

## Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:

ppm/mV

Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:

Si

No

Conductividad alimentación:

uS/cm

Filtro Malla Loop solo R15 :

Si

No

Temperatura:

*26*

°C

Consumo bomba de alta:

A

Tensión alimentación:

*220*

V

Consumo bomba de Recirculación:

A

Tensión fuente de alimentación:

*24*

V

Tensión Bomba Recirculación:

V

Estado general del filtro de alimentación:

Si

No

Nivel de ruido bomba de alta:

Si

No

Presión alimentación:

*2*

Bar

Nivel de ruido bomba de recirculación:

Si

No

Presión bomba de alta:

*10,2*

Bar

Control de cierre de la válvula de alim.:

Si

No

Presión Loop:

*1,1*

Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

Si

No

Conductividad RO:

*009*

uS/cm

Drenaje optimo para el equipo:

Si

No

Conductividad Loop:

*< 0,5*

uS/cm

El cliente requiere cambio en la programación:

Si

No

Caudal permeado:

*00,8*

L/min

Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:

Si

No

Caudal Loop:

L/min

Caudal concentrado:

L/min

## Recomendaciones

*Se realiza mantenimiento mensual en equipo -  
Se realiza desinfección por + catálisis  
De microfiltro se controlaron parámetros  
De funcionamiento y estado general  
De sistema*

## Insumos utilizados

| CANT     | MATERIAL           | CLIENTE    | SETEC | REMITO | CANT | MATERIAL | CLIENTE | SETEC | REMITO |
|----------|--------------------|------------|-------|--------|------|----------|---------|-------|--------|
| <i>1</i> | <i>Microfiltro</i> | <i>(X)</i> |       |        |      |          |         |       |        |
|          |                    |            |       |        |      |          |         |       |        |
|          |                    |            |       |        |      |          |         |       |        |
|          |                    |            |       |        |      |          |         |       |        |

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

Satisfactorio:

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio:

*09:35 hr*

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Call center Servicio Técnico  
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)  
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:  
stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias  
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.  
Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695  
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:  
Abono Premium 72hs.  
Abono Premium Oro 48hs.