

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

00023689

Cliente: SWISS COSTAMARCA Fecha: 05/13/2021
 Contacto: _____ Modelo: MP120 Diagnostica: SPROH
 Dirección: COSTAMARCA 1242 - CABA N° Serie: 3507 S1: _____
 Sector: LAB GENOMICA - 2- Piso Tanque: EQU. PO @ Remito: _____
 Tipo Serv: MANUT 3 FEMESTRA N° Serie: _____ svo: _____

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141	LC 105	LC 177	09/21	LC 174	08/21	LC 156		LC 160	
LC 125	LC 154	LC 109	09/21	LC 136	09/21	LC 158			
LC 140	LC 136	LC 105	09/21	LC 175		LC 159			

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si	No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si	No
Temperatura:	25.2 °C	Consumo bomba de alta:		A
Tensión alimentación:	220 v	Consumo bomba de Recirculación:		A
Tensión fuente de alimentación:	24 v	Tensión Bomba Recirculación:		v
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si	No
Presión alimentación:	2.1 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si	No
Presión bomba de alta:	7.4 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si	No
Presión Loop:	1.1 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si	No
Conductividad RO:	007 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si	No
Conductividad Loop:	< 0.067 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si	No
Caudal permeado:	02.1 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si	No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:		L/min

Recomendaciones

Se Realiza MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPO
 Se Realiza Desinfección RO. Se cambio consumibles LC 177, LC 136 y LC 109.
 Se controla estado general de sistema

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	LC 177	(X)							
1	LC 136	(X)							
1	LC 109	(X)							

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: Satisfactorio: _____ Poco Satisfactorio: _____
 Hora Inicio: 10:40 H Hora Fin: _____
 Firma Técnico: _____ Firma Cliente: _____
 Aclaración: CRONO MARCOS Aclaración: _____

Call center Servicio Técnico
 (único número para recepción de solicitudes y reclamos)
 Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
 stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
 ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
 Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
 Abono Premium 72hs.
 Abono Premium Oro 48hs.