

César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998


CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Olympus
MODELO	CH30
SERIE N°	7g00807

SERVICIO TECNICO	FECHA:	5-jul-22
DETALLE		
Cenrtro y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Equipo dentro del rango operativo. Aprobado		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO		
ZAYAS CÉSAR TÉC EN ÓPTICA INSTRUMENTAL FECHA: 5-jul-23		



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------


Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E200
SERIE Nº	146468

SERVICIO TECNICO	FECHA:	5-jul-22
DETALLE		
Cenrtro y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Lente del foco presenta marcas leves sin afectar su operatividad. Equipo dentro del rango operativo. Aprobado		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO		
FECHA:		5-jul-23

ZAYAS CÉSAR
TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998


CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Leica
MODELO	Bg38
SERIE Nº	198268

SERVICIO TECNICO	FECHA:	5-jul-22
DETALLE		
Cenrtro y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Equipo dentro de rango operativo. Aprobado		
 ZAYAS CÉSAR Téc. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	5-jul-23



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03


Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Olympus
MODELO	CX31
SERIE N°	1F09479

SERVICIO TECNICO	FECHA:	5-jul-22
DETALLE		
Cenrtdo y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Lente Sup.del condensador con deterioro, no afecta operabilidad, Equipo dentro del rango operativo.		
 ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	5-jul-23